

E-MPULSE R20

WYJĄTKOWE SKŁADANE URZĄDZENIE
DO WSPOMAGANIA PROWADZENIA PRZEZ ASYSTENTA



PROWADZENIE WÓZKA PRZEZ ASYSTENTA ŁATWIEJSZE NIŻ DOTYCHCZAS

Dzięki nowemu urządzeniu e-mpulse R20 prowadzenie wózka przez asystenta stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Pod górę, z góry czy na długich dystansach, R20 pomaga w każdej sytuacji. Wyjątkowe, składane urządzenie R20 waży jedynie 5 kg i umożliwia łatwy transport, nie utrudniając przy tym samodzielnego napędzania wózka przez użytkownika.



e-mpulse R20

WYJĄTKOWA FUNKCJA
SKŁADANIA

LEKKOŚĆ

**MOŻLIWOŚĆ NAPĘDZANIA
PRZEZ UŻYTKOWNIKA**

E-MPULSE R20

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE



WYJĄTKOWE SKŁADANIE

R20 to jedyne składane urządzenie do wspomaganie prowadzenia przez asystenta na rynku

LEKKOŚĆ

Najlżejsze (< 5 kg) urządzenie dla asystentów

MOŻLIWOŚĆ NAPĘDZANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Urządzenie wspomagające prowadzenie wózka umożliwia również samodzielną jazdę bez demontażu, co daje użytkownikowi wyjątkowe poczucie niezależności

PROSTA OBSŁUGA

Konstrukcja R20 zapewnia łatwą obsługę oraz unieruchamianie na czas transportu

WYGODNY TRANSPORT

Możliwość składania i lekkość R20 pozwalają na bezproblemowy transport z urządzeniem przymocowanym do wózka lub osobno.

NIEZAWODNOŚĆ

Silnik o dużej mocy z akumulatorem litowo-jonowym gwarantuje najwyższą niezawodność

PRZEDŁUŻONA GWARANCJA

R20 jest objęty przedłużoną gwarancją na silnik (3 lata) i akumulator litowo-jonowy (2 lata)

WYSOKA KOMPATYBILNOŚĆ

Urządzenie wspomagające prowadzenie pasuje do niemal każdego wózka (rama skrzynkowa, średnica rury 22-28 mm)

ŁATWY TRANSPORT DZIĘKI WYJĄTKOWEJ FUNKCJI SKŁADANIA

R20 to jedyne na rynku składane urządzenie wspomagające prowadzenie przez asystenta, zapewniające łatwy transport, obsługę i przechowywanie, idealne na co dzień.



PROSTA OBSŁUGA

R20 może pozostać na wózku, nawet po jego złożeniu.



PROSTY MONTAŻ I DEMONTAŻ

Zatraskowy system mocowania umożliwia unieruchomienie wózka na czas transportu bez żadnych narzędzi. Przy wózku pozostaje jedynie mały i ledwo dostrzegalny bolec do montażu, co zapewnia urządzeniu lekkość i estetykę.



NOWOCZESNA KONSTRUKCJA PLECAKOWA

Lekkość R20 oraz stylowy plecak ułatwiają obsługę, transport i przystosowanie urządzenia do prawie każdego wózka.



PROSTA OBSŁUGA JEDNOSTKI STERUJĄCEJ



WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA

PROSTA REGULACJA PRĘDKOŚCI
3 PRĘDKOŚCI: 2, 3,7 ORAZ 5 KM/H

SZYBKI DEMONTAŻ JEDNOSTKI
FUNKCJA SZYBKIEGO DEMONTAŻU UMOŻLIWIA PROSTY
I BEZPIECZNY TRANSPORT BEZ ROZŁĄCZANIA PRZEWODÓW

PROSTE WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE
WYSTARCZY PRZYTRZYMAĆ PRZYCISK
ABY R20 NAPĘDZAŁ WÓZEK



KOŁO Z NAPĘDEM I AKUMULATOR LITOWO-JONOWY




KOŁO Z NAPĘDEM

BEZSZCZOTKOWY SILNIK O DUŻEJ MOCY 250W
Z BŁOTNIKIEM. SOLIDNA I TRWAŁA OPONA PEŁNA,
KTÓRĄ MOŻNA WYMIENIAĆ.
NIE WYMAGA KONSERWACJI



AKUMULATOR LITOWO-JONOWY

AKUMULATOR 5,8 AH POZWALA NA
PRZEJECHANIE OKOŁO 15 KM. JEST BARDZO
LEKKI I POZWALA NA ŁATWY DEMONTAŻ.
CZAS ŁADOWANIA: 4,5 - 5 H

 **R20**

DANE TECHNICZNE

E-MPULSE R20

Waga:	3 kg	Waga całkowita urządzenia:	Maks. 4,5 kg
Silnik:	250 W, 36 V / 15 A, bezszczotkowy silnik	Szacowany zasięg:	15 km
Hamulec silnikowy:	Brak	Maks. prędkość:	5 km/h (w skokach co 3)
Akumulator:	Akumulator Litowo-Jonowy 5,8 Ah	Maks. kąt podjazdu:	18 % (10°)
Czas ładowania:	4,5 - 5 h	Maks. waga użytkownika:	170 kg / 190 kg
Waga akumulatora:	1,4 kg	Gwarancja:	2 lata akumulator, 3 lata silnik



Sunrise Medical Poland Sp. z o. o.

Elektronowa 6

94-103 Łódź

Tel.: +48 42 275 83 38

Faks: +48 42 209 35 23

E-mail: pl@sunrisemedical.de

www.Sunrise-Medical.pl



W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o zapoznanie się z formularzem zamówienia na naszej stronie internetowej. Broszura jest również dostępna w wersji PDF na www.Sunrise-Medical.pl